

**Straumann® Dental Implant System System Overview**  
**BONE LEVEL PROSTHETICS**  
 MRK.032.Rev.03

**Soft Tissue Management**  
 Temporary Restorations  
 מבנים זמניים וכיפות ריפוי

**Transfer Parts** טרנספרים

**Impression Posts**  
 Implant Analogs

**טרנספרים ואנלוגים**

**Digital Impression Posts**  
 Scanbodies and Repositionable Analogs

**פיני סריקה ואנלוגים דיגיטלים**

**Prosthetic Restoration** חלקי שיקום

**Titanium Abutments**

**מבנים מטילניים**

**Plastic Copings**  
 Titanium Copings

**שרוליי יציקה**  
 בלנק טיטניום  
 חלקי עק למולטי וינט (SRA)

**Gold Abutments**  
 CoCr Abutments  
 Locator  
 לוקייטור, מבנה לייציקה  
 קובלט כרום/זהב

**Auxiliary Parts**  
 Screws

**חלקים נלווים וברגים**

**SC Ø 2.9**

	Temporary Abutment for Crown	
	Ø	Oval
	1 mm	024.0011
	GH 2 mm	024.0015
	3 mm	024.0016

**Implant-level Impression**

<b>Closed-tray Impression</b>	<b>Open-tray Impression</b>	<b>Analog</b>
025.0020	short 025.0021 long 025.0022	025.0023

<b>SC CARES® Mono Scanbody</b>	<b>SC Metal Scanbody</b>	<b>SC Repositionable Implant Analog</b>
025.0025	025.0077	025.0024

**Screw-retained** עבודה מוברגת

<b>Variobase® for Crown</b>			
	Ø	Oval	
	1 mm	022.0038	
	GH 2 mm	022.0039	
	3 mm	022.0040	

**NC**

	Temporary Abutments	
	Crown TAN	024.2371
	Bridge TAN	024.2375
	PMMA-Crown	024.2372

**Implant-level Impression**

<b>Closed-tray Impression</b>	<b>Open-tray Impression</b>	<b>Analog</b>
025.2201 L: 12 mm	short 16 mm 025.2202 long 24 mm 025.2205	025.2101

<b>Straumann® CARES® Mono-Scanbody</b>	<b>NC Metal Scanbody</b>	<b>Repositionable Implant Analog</b>
025.2915	025.0078	025.2102

**Cement-retained** עבודה מודבקת

<b>Anatomic Abutments</b>			
	Ø	0°	15°
	2 mm	022.2102	022.2152
	GH 3.5 mm	022.2104	022.2154
	incl. screw	025.2900	025.2900

\* Abutment high (AH) - 6mm

<b>Standard Abutments</b>				
	GH	0°	18° A	18° B
	1.5	L 100	L 200-1	L 200-2
	3.0	L 100-3	L 200-1-3	L 200-2-3
	incl. screw	L 60		

**Ø 3.3**

	Protective Caps	
		4.6 mm
	5.1 mm	024.0020-04
	5.1 mm	024.4323-04
	6.6 mm	024.4324-04

**Abutment-level Impression**

<b>Closed-tray Impression</b>	<b>Analog</b>
Ø 4.6 mm Crown 025.2246 Bridge/Bar 025.0014	Ø 4.6 mm < 0° 023.4756

<b>Straumann® CARES® Scanbody for Screw-retained Abutments</b>	<b>SRA Metal Scanbody</b>	<b>SRA Repositionable Implant Analog</b>
Ø 4.6 mm 025.0001	Ø 4.6 mm 025.0081	025.0008

**Screw-retained** עבודה מוברגת

<b>Platform Ø 4.6</b>					
מבנים לעבודה מוברגת SRA					
	Ø	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm
	1.5 mm	022.01285	-	-	-
	2.5 mm	022.01295	Type A 022.01365 Type B 022.01375	-	-
	3.5 mm	022.01305	Type A 022.01385 Type B 022.01395	Type A 022.01445 Type B 022.01455	-
	4.5 mm	-	Type A 022.01405 Type B 022.01415	Type A 022.01465 Type B 022.01475	-
	5.5 mm	-	Type A 022.01425 Type B 022.01435	Type A 022.01485 Type B 022.01495	-

**RC**

	Temporary Abutments	
	Crown TAN	024.4371
	Bridge TAN	024.4375
	PMMA-Crown	024.4372

**Implant-level Impression**

<b>Closed-tray Impression</b>	<b>Open-tray Impression</b>	<b>Analog</b>
025.4201 L: 12 mm	short 16 mm 025.4202 long 24 mm 025.4205	025.4101

<b>Straumann® CARES® Mono-Scanbody</b>	<b>RC Metal Scanbody</b>	<b>Repositionable Implant Analog</b>
025.4915	025.0079	025.4102

**Cement-retained** עבודה מודבקת

<b>Anatomic Abutments</b>			
	Ø	0°	15°
	2 mm	022.4102	022.4152
	GH 3.5 mm	022.4104	022.4154
	incl. screw	025.4900	025.4900

\* Abutment high (AH) - 8mm

<b>Standard Abutments</b>				
	GH	0°	18° A	18° B
	1.5	L 110	L 210-1	L 210-2
	3.0	L 110-3	L 210-1-3	L 210-2-3
	incl. screw	L 60		

**Ø 4.1/4.8**

	Protective Caps		
		5.1 mm	024.0020-04
	H 5.1 mm	024.4323-04	
	6.6 mm	024.4324-04	
	8.1 mm	024.4325-04	

**Abutment-level Impression**

<b>Closed-tray Impression</b>	<b>Analog</b>
Ø 4.6 mm Crown 025.2246 Bridge/Bar 025.0014	Ø 4.6 mm < 0° 023.4756

<b>Straumann® CARES® Scanbody for Screw-retained Abutments</b>	<b>SRA Metal Scanbody</b>	<b>SRA Repositionable Implant Analog</b>
Ø 4.6 mm 025.0001	Ø 4.6 mm 025.0081	025.0008

**Screw-retained** עבודה מוברגת

<b>Platform Ø 4.6</b>					
מבנים לעבודה מוברגת SRA					
	Ø	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.6 mm
	1.5 mm	022.01325	-	-	-
	2.5 mm	022.01335	Type A 022.01505 Type B 022.01515	-	-
	3.5 mm	022.01345	Type A 022.01525 Type B 022.01535	Type A 022.01585 Type B 022.01595	-
	4.5 mm	-	Type A 022.01545 Type B 022.01555	Type A 022.01615 Type B 022.01625	-
	5.5 mm	-	Type A 022.01565 Type B 022.01575	Type A 022.01625 Type B 022.01635	-

**Kit BLT Modular** קיט מודולרי



**Locator®** לוקייטור

**Instruments and Accessories for Locator®**  
 נפתחות לוקייטור

046.416	
046.417	
8393	

<b>Locator®</b>		
	NC	RC
1mmH		08170
2mmH	08422	08171
3mmH	08423	08172
4mmH	08424	08173
5mmH	08425	08174
6mmH	08426	08175

Up to 20° Divergence	Up to 40° Divergence
8519-10	8540-10
15 lbs 3 lbs 5 lbs	20 lbs 1 lbs 2 lbs 4 lbs

**Instruments and Accessories**  
 נפתחות פרותטיים

<b>נכשיר עור לפתח דיני</b>		
	Ø 4.6 mm	023.0032
046.402	27 mm	
046.401	21 mm	
046.400	15 mm	
046.119		
046.049		

**נפתחות פרותטיים לזוויתן**

046.412	046.411	046.410
---------	---------	---------